

<i>Azienda Provinciale</i>  <i>per i Servizi Sanitari</i> <i>Provincia Autonoma di Trento</i> Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo dipartimentale Modalità di raccolta del campione di URINA per URINOCOLTURA da catetere a permanenza
--	--

Modalità di raccolta del campione di URINA per URINOCOLTURA da catetere a permanenza

- Chiudere il catetere a valle della valvola di prelievo con un morsetto (o pinza) almeno un'ora prima della raccolta delle urine
- Utilizzando guanti monouso, disinfettare il dispositivo per la raccolta dei campioni
- Aspirare con siringa sterile e ago sottile almeno 20 mL di urina
- Trasferire l'urina nel contenitore sterile acquistato in farmacia o ritirato presso il laboratorio
- Inviare subito in Microbiologia, altrimenti tenere in frigorifero a +4°C al massimo per 48 ore