

 Azienda Provinciale <i>per i Servizi Sanitari</i> Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo dipartimentale Modalità di esecuzione dello Scotch Test per la ricerca di <i>Enterobius vermicularis</i> (ossiuri)
--	---

RICERCA UOVA DI OSSIURI - *Enterobius vermicularis* - (SCOTCH TEST):

- 1) Ritirare i vetrini necessari per l'esame in Laboratorio e/o presso il punto prelievi
- 2) La raccolta deve essere eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il soggetto defechi o si lavi.
- 3) Utilizzare nastro adesivo trasparente (scotch)
- 4) Tagliare con le forbici un pezzo di nastro adesivo (5-6 cm) un poco più corto del vetrino e porlo su un abbassalingua (la parte adesiva all'esterno)
- 5) Appoggiare il nastro adesivo sull'orifizio anale comprimendo bene sulle pliche perianali per 15-20 secondi sia a destra sia a sinistra
- 6) Staccare il nastro adesivo dall'orifizio anale ed applicarlo ben steso sul vetrino
- 7) Consegnare al laboratorio entro 2-4 ore dal prelievo oppure conservarlo in frigorifero per non più di 24 – 48 ore

Immagine 1: corretta modalità di esecuzione dello Scotch test





Immagine 2: corretta modalità di apposizione dello scotch sul vetrino (nell'immagine: il grigio rappresenta lo scotch, il bianco il vetrino)



Avvertenze importanti

- NON sono idonei campioni raccolti con scotch non trasparenti o imbrattati di feci
- Dopo il prelievo lavarsi bene le mani: le uova sono spesso embrionate ed infestanti

MD23 Rev. N° 9 del 30/09/2025	Redatto dal Responsabile ufficio qualità dipartimentale	Approvato dal Direttore di Dipartimento
-------------------------------	---	---