

 <i>Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari</i> <i>Provincia Autonoma di Trento</i> Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo Criteri di non accettabilità dei campioni
---	--

CRITERI DI NON ACCETTABILITA' DEI CAMPIONI

Trattamento: richiedere nuovo campione

CRITERI GENERALI

- Campioni raccolti in contenitore non idoneo.
- Campioni non identificati.
In caso di materiali difficili da ottenere (LCR, aspirato midollare, biopsie) eseguire l'analisi e contattare i reparti per ottenere la corretta **identificazione** ed accettazione del campione da parte del richiedente. Se questo non è possibile tenere il risultato a disposizione fino a quando qualcuno ne chieda notizie. Registrare la grave NC e progettare una AC.
- Provette / contenitori sporchi esternamente e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza, che possono rappresentare fonte di contaminazione per gli operatori (siringhe con ago, sistemi di trasporto non idonei, ...). In caso di materiali prelevati con metodo invasivo o non ripetibili (liquor, aspirato midollare), munirsi di idonei DPI, inserire il campione in un contenitore sterile più grande, etichettare con etichetta ristampata da DNLab e processare; comunicare la NC al reparto.
- Campioni con identificazione del paziente dubbia (es. urine di aspetto molto diverso che riportano la stessa anagrafica e la stessa data); se il reparto non è in grado di dirimere il dubbio e non si assume direttamente la responsabilità dell'identificazione, la raccolta va ripetuta.
- Materiale biologico insufficiente per eseguire tutti i test richiesti. Contattare il richiedente e stabilire il/i test da eseguire prioritariamente e valutare la possibilità di ripetere il prelievo / la raccolta.
- Campioni trattati in modo non adeguato (conservazione e centrifugazione) e/o con tempi di consegna non rispettati.
- Mancato rispetto del trattamento preanalitico degli analiti instabili (MD50)
- Mancato rispetto delle indicazioni specificate nella Guida agli esami di Laboratorio
- Utilizzo di provette, matrici, anticoagulanti non indicati nel foglio illustrativo delle metodiche
- Campioni fortemente emolizzati, lipemici e itterici per i test eseguiti su siero o plasma
- Campione di sangue coagulato per test eseguiti su sangue intero.

MICROBIOLOGIA

- Materiali raccolti con tampone senza terreno di trasporto ove richiesto.
- Urine conservate in frigo per più di 48 ore.
- Campioni di sangue per biologia molecolare non raccolti in provette con EDTA.
- Liquidi seminali per spermiogramma raccolti da più di un'ora.
- Liquidi seminali raccolti senza rispetto dei giorni di astinenza sessuale stabiliti (da 3 a 5).
- Escreati con conservante per esame citologico.
- Escreati salivari con punteggio Q score <1 (n°leucociti/n°cellule epiteliali). In questi casi il medico richiedente valuta l'opportunità di ripetere la raccolta (come recita la risposta sul referto inserendo le sigle ENID nell'esame microscopico e NERIP nell'esame colturale).
- Vetrini per la ricerca di *Enterobius vermicularis* (scotch test) imbrattati di feci o con scotch non trasparente.

MD71 Rev. N° 9 del 27/10/2023	Redatto dal Responsabile ufficio qualità dipartimentale	Approvato dal Direttore di Dipartimento
-------------------------------	---	---

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Laboratorio e Servizi	Modulo Criteri di non accettabilità dei campioni
--	--

- Essudati da apparato uro-genitale o da congiuntiva per Chlamydia raccolti su tamponi non specifici.
- Richieste di test su materiale per il quale tali richieste non sono attualmente supportate da evidenze scientifiche (es. coltura catetere vescicale).
- Feci per coprocultura, virus e C.difficile formate.
- Richieste inappropriate di ripetizioni di esami.